



231712050363



迅捷检测

检测报告

报告编号: 231712050363

检测项目: 环境检测

2025年9月 检测地点: 浙江省杭州市

检测单位:


杭州迅捷环保科技有限公司

检测日期:

2025年9月28日

检测地点:

浙江省杭州市



说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无章不具法律效力。但仅供参考。

本公司竭诚服务

地址：深圳市宝安区西乡街道

电话：0755-27117100

传真：0755-27117100

邮编：518000



报告编号: 迅捷检字[2025]X1176号

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001

第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类	第七类	第八类	第九类	第十类
			第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类	第七类

LA 002 000001

LA 002 000001

LA 002 000001



报告编号: 迅捷检字[2025]X1176 号




五日生化需氧量	mg/L	35.2	35.5	35.7	40	30	合格
氨氮	mg/L	0.089	0.102	0.086	0.070	25	合格

人血白蛋白	100g/L	100g	100L	100g ¹	100g	0.001L	全量
血浆	100g/L	100g	100L	100g ¹	100g	0.001L	全量
红细胞	100g/L	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	100L	0.1L	全量
血小板	100g/L	1.00×10 ¹¹	1.00×10 ¹¹	1.00×10 ¹¹	100g/L	0.001L	全量
纤维蛋白原	100g/L	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	100g/L	0.001L	全量
凝血酶原	100g/L	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	100g/L	0.001L	全量
转氨酶	100g/L	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	100g/L	0.001L	全量
胆红素	100g/L	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	100g/L	0.001L	全量
肌酐	100g/L	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	100g/L	0.001L	全量
尿素氮	100g/L	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	1.00×10 ¹²	100g/L	0.001L	全量

1. 本報告係根據「證券管理委員會」及「證券交易所」之規定，由本公司董事會編製，並經會計師查核簽證，其內容與事實相符，並無虛偽或隱匿情事，特此聲明。
 2. 本報告係根據「證券管理委員會」及「證券交易所」之規定，由本公司董事會編製，並經會計師查核簽證，其內容與事實相符，並無虛偽或隱匿情事，特此聲明。
 3. 本報告係根據「證券管理委員會」及「證券交易所」之規定，由本公司董事會編製，並經會計師查核簽證，其內容與事實相符，並無虛偽或隱匿情事，特此聲明。




doi:10.1017/S0022292412001507 Printed in the United Kingdom

- [illegible]



报告编号: 迅捷检字[2025]X1176 号

频率	MD	音量	MD	音量
振幅	---	---	MD	音量
				

品名	单位	数量	单价	金额
1. 猪肉	斤	100	10.00	1000.00
2. 牛肉	斤	50	15.00	750.00
3. 羊肉	斤	30	20.00	600.00
4. 鸡肉	斤	20	12.00	240.00
5. 鸭肉	斤	10	18.00	180.00
6. 鱼肉	斤	15	25.00	375.00
7. 鸡蛋	个	1000	0.50	500.00
8. 鸭蛋	个	500	0.60	300.00
9. 鹅蛋	个	200	0.80	160.00
10. 牛奶	升	100	1.50	1500.00
11. 豆浆	升	50	1.00	500.00
12. 豆腐	斤	100	1.20	1200.00
13. 豆干	斤	50	1.50	750.00
14. 腐竹	斤	20	2.00	400.00
15. 香菇	斤	10	3.00	300.00
16. 木耳	斤	5	4.00	200.00
17. 金针	斤	3	5.00	150.00
18. 胡萝卜	斤	100	0.80	800.00
19. 土豆	斤	200	0.50	1000.00
20. 洋葱	斤	50	1.00	500.00
21. 大蒜	斤	30	1.50	450.00
22. 大葱	斤	20	1.20	240.00
23. 韭菜	斤	10	1.00	100.00
24. 菠菜	斤	5	1.50	75.00
25. 油菜	斤	3	2.00	60.00
26. 芹菜	斤	2	2.50	50.00
27. 茼蒿	斤	1	3.00	30.00
28. 茭白	斤	1	3.50	35.00
29. 莲藕	斤	1	4.00	40.00
30. 芋头	斤	1	4.50	45.00
31. 南瓜	斤	1	5.00	50.00
32. 冬瓜	斤	1	5.50	55.00
33. 丝瓜	斤	1	6.00	60.00
34. 苦瓜	斤	1	6.50	65.00
35. 黄瓜	斤	1	7.00	70.00
36. 青椒	斤	1	7.50	75.00
37. 红椒	斤	1	8.00	80.00
38. 黄椒	斤	1	8.50	85.00
39. 紫椒	斤	1	9.00	90.00
40. 白胡椒	斤	1	9.50	95.00
41. 黑胡椒	斤	1	10.00	100.00
42. 孜然	斤	1	10.50	105.00
43. 花椒	斤	1	11.00	110.00
44. 八角	斤	1	11.50	115.00
45. 桂皮	斤	1	12.00	120.00
46. 草果	斤	1	12.50	125.00
47. 豆蔻	斤	1	13.00	130.00
48. 砂仁	斤	1	13.50	135.00
49. 木香	斤	1	14.00	140.00
50. 枳实	斤	1	14.50	145.00
51. 佛手	斤	1	15.00	150.00
52. 陈皮	斤	1	15.50	155.00
53. 香茅	斤	1	16.00	160.00
54. 薄荷	斤	1	16.50	165.00
55. 罗勒	斤	1	17.00	170.00
56. 香菜	斤	1	17.50	175.00
57. 葱油	斤	1	18.00	180.00
58. 蒜油	斤	1	18.50	185.00
59. 辣椒油	斤	1	19.00	190.00
60. 花椒油	斤	1	19.50	195.00
61. 八角油	斤	1	20.00	200.00
62. 桂皮油	斤	1	20.50	205.00
63. 草果油	斤	1	21.00	210.00
64. 豆蔻油	斤	1	21.50	215.00
65. 砂仁油	斤	1	22.00	220.00
66. 木香油	斤	1	22.50	225.00
67. 枳实油	斤	1	23.00	230.00
68. 佛手油	斤	1	23.50	235.00
69. 陈皮油	斤	1	24.00	240.00
70. 香茅油	斤	1	24.50	245.00
71. 薄荷油	斤	1	25.00	250.00
72. 罗勒油	斤	1	25.50	255.00
73. 香菜油	斤	1	26.00	260.00

11. *Journal of the American Medical Association*, 273: 2523-2524, 1995.



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]XJ176号

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表6。

表6 检测项目分析方法、方法依据、检出限

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
水质检测	pH 值	电极法 HJ 1147-2020	PH818 笔式 pH 计	XJFX003-11	/
	氨氮	纳氏试剂比色法 HJ 535-2009	分光光度计	XJFX003-12	0.05mg/L
水质检测	总磷	钼钼蓝分光光度法 HJ 87-2002	分光光度计	XJFX003-13	0.01mg/L
	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ 704-2014	分光光度计	XJFX003-14	0.01mg/L
水质检测	溶解性总固体	重量法 GB/T 12663-2017	烘箱	XJFX003-15	0.01mg/L
	总溶解性固体	重量法 GB/T 12663-2017	烘箱	XJFX003-16	0.01mg/L
水质检测	电导率	电导率法 GB/T 15458-2006	电导率仪	XJFX003-17	0.01mg/L
	氯离子	汞盐滴定法 GB/T 14669-2005	滴定管	XJFX003-18	0.01mg/L
水质检测	硫酸盐	钡盐重量法 GB/T 14669-2005	滴定管	XJFX003-19	0.01mg/L
	钙离子	EDTA 滴定法 GB/T 14669-2005	滴定管	XJFX003-20	0.01mg/L
水质检测	镁离子	EDTA 滴定法 GB/T 14669-2005	滴定管	XJFX003-21	0.01mg/L
	铁离子	邻菲罗啉分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-22	0.01mg/L
水质检测	铜离子	二乙基氨肟基分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-23	0.01mg/L
	锌离子	双硫腙分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-24	0.01mg/L
水质检测	锰离子	高碘酸钾氧化分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-25	0.01mg/L
	镍离子	丁二酮肟分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-26	0.01mg/L
水质检测	钴离子	吡啶-2,6-二羧酸分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-27	0.01mg/L
	铬离子	二苯基碳酰二肼分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-28	0.01mg/L
水质检测	钒离子	钒钼黄分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-29	0.01mg/L
	铀离子	磷钼杂多酸盐分光光度法 GB/T 14669-2005	分光光度计	XJFX003-30	0.01mg/L
水质检测	氟离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-31	0.01mg/L
	溴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-32	0.01mg/L
水质检测	碘离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-33	0.01mg/L
	硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-34	0.01mg/L
水质检测	亚硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-35	0.01mg/L
	硫酸根	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-36	0.01mg/L
水质检测	氯离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-37	0.01mg/L
	钙离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-38	0.01mg/L
水质检测	镁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-39	0.01mg/L
	铁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-40	0.01mg/L
水质检测	铜离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-41	0.01mg/L
	锌离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-42	0.01mg/L
水质检测	锰离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-43	0.01mg/L
	镍离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-44	0.01mg/L
水质检测	钴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-45	0.01mg/L
	铬离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-46	0.01mg/L
水质检测	钒离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-47	0.01mg/L
	铀离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-48	0.01mg/L
水质检测	氟离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-49	0.01mg/L
	溴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-50	0.01mg/L
水质检测	碘离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-51	0.01mg/L
	硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-52	0.01mg/L
水质检测	亚硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-53	0.01mg/L
	硫酸根	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-54	0.01mg/L
水质检测	氯离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-55	0.01mg/L
	钙离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-56	0.01mg/L
水质检测	镁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-57	0.01mg/L
	铁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-58	0.01mg/L
水质检测	铜离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-59	0.01mg/L
	锌离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-60	0.01mg/L
水质检测	锰离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-61	0.01mg/L
	镍离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-62	0.01mg/L
水质检测	钴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-63	0.01mg/L
	铬离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-64	0.01mg/L
水质检测	钒离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-65	0.01mg/L
	铀离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-66	0.01mg/L
水质检测	氟离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-67	0.01mg/L
	溴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-68	0.01mg/L
水质检测	碘离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-69	0.01mg/L
	硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-70	0.01mg/L
水质检测	亚硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-71	0.01mg/L
	硫酸根	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-72	0.01mg/L
水质检测	氯离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-73	0.01mg/L
	钙离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-74	0.01mg/L
水质检测	镁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-75	0.01mg/L
	铁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-76	0.01mg/L
水质检测	铜离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-77	0.01mg/L
	锌离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-78	0.01mg/L
水质检测	锰离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-79	0.01mg/L
	镍离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-80	0.01mg/L
水质检测	钴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-81	0.01mg/L
	铬离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-82	0.01mg/L
水质检测	钒离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-83	0.01mg/L
	铀离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-84	0.01mg/L
水质检测	氟离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-85	0.01mg/L
	溴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-86	0.01mg/L
水质检测	碘离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-87	0.01mg/L
	硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-88	0.01mg/L
水质检测	亚硝酸盐	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-89	0.01mg/L
	硫酸根	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-90	0.01mg/L
水质检测	氯离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-91	0.01mg/L
	钙离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-92	0.01mg/L
水质检测	镁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-93	0.01mg/L
	铁离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-94	0.01mg/L
水质检测	铜离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-95	0.01mg/L
	锌离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-96	0.01mg/L
水质检测	锰离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-97	0.01mg/L
	镍离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-98	0.01mg/L
水质检测	钴离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-99	0.01mg/L
	铬离子	离子色谱法 GB/T 14669-2005	离子色谱仪	XJFX003-100	0.01mg/L

检测人: 张翠



恒康检测

报告编号: 冠捷检字[2025]XJ176号

附图 1 监测点位示意图



★垃圾渗滤液排放口

招生处

图例

111

